

Novedades y correcciones en Veolab 2.3.3

A continuación, se detallan las mejoras y correcciones incorporadas en la versión 2.3.3 de Veolab.

Importación de equipos

Corregido un problema por el cual el menú de importación podía mostrar equipos duplicados cuando un mismo equipo estaba referenciado desde distintos parámetros.

Reforzados todos los formatos de importación desde equipos para soportar correctamente archivos CSV con campos entrecomillados.

Importación formato Y15

Mejorada la importación desde formato Y15 para permitir múltiples parámetros dentro de una misma operación.

En caso de operación y parámetro repetidos, el sistema solo tendrá en cuenta la primera ocurrencia.

Importación de fechas en resultados

Ahora se importan correctamente las fechas de inicio y de fin por parámetro y operación al importar resultados si se usan los marcadores adecuados.

Sistema de reconexión

Mejorado el sistema de reconexión para reducir desconexiones con el servidor.

Eliminado el diálogo de reconexión automática para ofrecer una experiencia más fluida e integrada en la interfaz.